

Udlån af prøveprotese

Thomassplint

BANDAGIST CENTRET

mærk forskellen

Informationer om brugeren:

Navn: _____

Cpr-Nummer: _____

Telefonnummer: _____

Adresse: _____

Mail: _____

Hvilket ben er amputeret?

Højre ben Venstre ben

Amputationsniveau?

Crus Femur

Følgende mål skal tages:

1. Tuben til gulv: _____ cm
2. Omkreds af låret -
øverst på stumpen: _____ cm

Informationer om træningsstedet:

Navn: _____

Kontaktperson: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Mail: _____

Thomassplinten er godkendt til en max. personvægt på 125 kg.

Thomassplinten bruges altid uden på liner og bukser – aldrig direkte på huden.

Denne bestillingsseddel mailes til Bandagist-Centret på sikker@bandagist.nu

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 87 42 51 00.

