

# Udlån af prøveprotese Thomassplint

## Informationer om brugeren:

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Hvilket ben er amputeret?


Højre ben

Venstre ben

## Følgende mål skal tages:

1. Tuber til gulv: \_\_\_\_\_ cm

2. Omkreds af låret -  
øverst på stumpen: \_\_\_\_\_ cm



## Informationer om træningsstedet:

Navn: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

Thomassplinten er godkendt til en max.  
personvægt på 125 kg.

Thomassplinten bruges altid uden på liner og  
bukser – aldrig direkte på huden.

Denne bestillingsseddel mailes til Bandagist-  
Centret på [sikker@bandagist.nu](mailto:sikker@bandagist.nu)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at  
ringe på 87 42 51 00.